

Perfekt til  
de sterile  
miljøer

secma  
medical innovation

## Steril ultralydsgel i en praktisk og letanvendelig tube

Den nye sterile ultralydsgel i tube gør på én gang op med den unødigt besværlige proces, det kan være at påføre steril gel på ultralydstransducere i de sterile miljøer. Tuben åbnes nemt og er utrolig let at arbejde præcist med. Med den nye tube kommer også et nyt patenteret hætteluk, der gør den let at åbne og lukke, selv med handsker på.

Den er fri for konserveringsmidler og allergivenlig, og viskositeten er blevet yderligere forbedret, således at den nemt påføres det sterile transducercover. Hertil danner gelen ingen luftbobler, der ellers kan genere og forringe ultralydsbilledet.

- Tubebeholder – attraktivt design, behagelig og nemt at arbejde med
- Danner ikke luftbobler, der kan forringe kvaliteten af ultralydsbilledet
- Forbedret viskositet – klistrer ikke og er let at påføre
- Fri for konserveringsmidler (parabener) – ingen allergiske reaktioner
- Let at åbne og lukke – resterende gel kan efterfølgende anvendes usterilt
- **Steril pakning med 100 stk. á 15 gr. - Varenummer SAFGEL**

100%  
steril

Allergi  
venlig

Ingen  
bobler



dk SECMA

info@secma.dk  
www.secma.dk

se SECMA

info@secma.se  
www.secma.se

no SECMA

info@secma.as  
www.secma.as

nl SECMA

info@secma.org  
www.secma.org